



Оборудование реабилитационной серии Su Yun

Компания прошла сертификацию ISO, имеет совершенную систему менеджмента качества и сформировала производственную структуру, основанную на одноразовых медицинских расходных материалах и реабилитационном оборудовании. Это одно из национальных высокотехнологичных предприятий.


江苏苏云医疗器械有限公司

Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,Ltd.

Наше первоначальное намерение :

Компания Su Yun всегда уделяла внимание развитию индустрии реабилитации в Китае, уделяя особое внимание реабилитационному медицинскому оборудованию. Мы надеемся предоставить пациентам более научное и эффективное оборудование, чтобы помочь им как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Это наша цель и видение! С этой целью мы создали полную систему проектирования и разработки-производство-контроль качества-послепродажное обслуживание для обеспечения исследований и разработок реабилитационных медицинских устройств. Это также многолетний опыт и сила Su Yun в отрасли!





- | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|-----------|--|
| 01 | Система оценки давления и вместимости мочевого пузыря | 08 | Портативный динамометр | 15 | Система анализа трехмерного захвата движения |
| 02 | Портативный монитор давления в мочевом пузыре | 09 | Портативный динамометр | 16 | Бегущая платформа |
| 03 | Прогулочная лестница | 10 | Тренажер для поясницы | 17 | Статический балансировщик |
| 04 | Многопозиционная реабилитационная кровать | 11 | Прибор для волновой терапии воздушным давлением | 18 | Система оценки и обучения функции баланса |
| 05 | РТ стул | 12 | Кислородный баллон под давлением воздуха | | |
| 06 | Тренажер для суставов ног | 13 | Портативный тестер функции легких | | |
| 07 | Электростимулятор периферических нервов | 14 | Тренажер для верхних и нижних конечностей | | |



耗材：一次性使用膀胱灌注连接管



耗材：一次性使用直肠测压管

01 Система оценки давления и вместимости мочевого пузыря

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

注册证号：苏械注准20152071443

类别：二类医疗器械

目前该设备销售于各大医院，应用于医院泌尿科

【适用范围】 SY-PY500型临床用于对膀胱压力和容量的测定；
Scope of application
SY-FPY500型临床用于对膀胱压力、容量和腹压的测定

【型号规格】 SY-PY500
Specification type SY-FPY500

【禁忌症】
Contraindications

- 肾功能不全者
- 泌尿系统感染者
- 尿道损伤患者禁止使用
- 妊娠期妇女

注册证

中华人民共和国医疗器械注册证	
注册证编号：苏械注准20152071443	
注册人名称	江苏苏云医疗器材有限公司
注册人住所	连云港经济技术开发区大浦工业园区会贤路18号
生产地址	连云港市孔墅村西巷1号，连云港经济技术开发区大浦工业园区会贤路18号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	膀胱压力容量测定系统
型号、规格	SY-PY500、SY-FPY500、SY-PY500R、SY-FPY500R
结构及组成	系统SY-PY500由控制单元、压力传感器、打印纸、计算机、测压单元、灌注泵、加压器、膀胱压力容量测定系统专用软件组成。其中计算机、打印机属于医用电气设备。系统SY-FPY500R由控制单元、压力传感器、打印纸、计算机、测压单元、灌注泵、支架、加热控制器、加压器、膀胱压力容量测定系统专用软件组成。其中计算机、打印机属于医用电气设备。系统SY-PY500由控制单元、膀胱压力传感器、直肠压力传感器、打印纸、计算机、测压单元、灌注泵、支架、膀胱压力容量测定系统专用软件组成。其中计算机、打印机属于医用电气设备。系统SY-FPY500R由控制单元、膀胱压力传感器、直肠压力传感器、打印纸、计算机、测压单元、灌注泵、支架、加热控制器、加压器、膀胱压力容量测定系统专用软件组成。其中计算机、打印机属于医用电气设备。
适用范围	SY-PY500临床用于对膀胱压力、容量的测定。SY-FPY500临床用于对膀胱压力、容量和腹压的测定。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	原医疗器械注册证编号：苏械注准20152211443

发证日期：2015年12月21日
有效期至：2025年12月21日

便携式膀胱压力检测器
/一次性使用集尿袋



02 Портативный монитор давления в мочевом пузыре

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

注册证号：苏械注准20152070270

类别：二类医疗器械

目前该设备销售于各大医院，应用于医院泌尿科

- 【产品特点】** Product characteristics
- 携带方便、操作简单，不影响其他康复训练
 - 实时检测膀胱压力，安全自检报警
 - 两种排尿方式：压力模式、时间模式
 - 蓝牙连接，方便读取数据

【适用范围】 Scope of application
用于膀胱压力的监测。

【型号规格】 Specification type
SY-bpy40

- 【禁忌症】** Contraindications
- 肾功能不全者
 - 皮肤病患者（大腿部有皮肤病患者）

注册证

中华人民共和国医疗器械注册证	
注册证编号：苏械注准 20152070270	
注册人名称	江苏苏云医疗器材有限公司
注册人住所	连云港经济技术开发区大浦工业区金港路18号
生产地址	连云港市人民海州路1号、连云港经济技术开发区大浦工业区金港路18号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	便携式膀胱压力监测器
型号、规格	SY-bpy40
结构及组成	便携式膀胱压力监测器由控制单元、裤穿、无线接收发射器、压力传感器、管路、便携式膀胱压力监测器专用软件组成。
适用范围	临床用于膀胱压力的监测。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	原医疗器械注册证编号：苏械注准 20152070270

中效期：3年
有效期至：2021年12月31日



03 Прогулочная лестница

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

企业标准：Q/320700SY164-2021

类别：非医疗

Оборудование продается в спортивных и фитнес-центрах и реабилитационных отделениях различных больниц.

【产品特点】

Product characteristics

- 台阶高度无级调节，实时显示，提供适宜的训练需求
- 电脑软件，记录患者的训练情况，为治疗师制定方案提供依据
- 扶手高低可调、宽窄可调
- 引接可变换斜坡、平台和小台阶三种方案
- 带有升降脚轮，方便整体平移

【适用范围】 为康复患者提供阶梯步行训练

Scope of



04 Многопозиционная реабилитационная кровать

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

注册证号：苏械注准20142190004

类别：二类医疗器械

В настоящее время оборудование продается в крупных больницах и используется в реабилитационных отделениях больниц.

【产品特点】

Product characteristics

- 体位丰富，满足不同的治疗体位
- 电动推杆和气弹簧配合使用，方便操作
- 下肢外展，便于处理下肢内侧
- 上肢气动调节方便治疗师调整患者姿势
- 带有升降脚轮，方便整体平移

【适用范围】

Scope of application

供临床患者理疗和康复训练时使用

【型号规格】

Specification type

常用型号：SY-PT02（下肢外展型）

注册证

中华人民共和国医疗器械注册证	
注册证编号：	苏械注准 20142190004
注册人名称：	江苏苏云医疗器材有限公司
注册人住所：	连云港经济技术开发区大浦工业园区金港路 18 号
生产地址：	连云港市人民南路博普 1 号、连云港经济技术开发区大浦工业园区金港路 18 号
代理人名称：	不适用
代理人住所：	不适用
产品名称：	多体位康复床
型号、规格：	SY-PT01、SY-PT02
结构及组成：	多体位康复床由机械支撑系统、机械控制部分、电机驱动系统、气弹簧驱动系统、托架、底座等组成。
适用范围：	供临床患者理疗和康复训练时使用。
附件：	产品技术要求
其他内容：	
备注：	原医疗器械注册证编号：苏械注准 20142190004



05 PT стул

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

(江苏天瑞医疗器械有限公司产品，由苏云代工生产)

企业标准号：Q/320700TR002—2021

类别：非医疗

В настоящее время оборудование продается в крупных больницах и используется в реабилитационных отделениях больниц.

足关节训练器



06 Тренажер для суставов ног

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

企业标准号：Q/320700SY176-2022

类别：非医疗

目前该设备销售于各大医院和康复机构。


【产品简介】 产品名称：足关节训练器

Product

characteristics

型号：SY-ZGJ15A

企业标准编号：Q/320700SY176-2020



产品特点
Product characteristics

1. 神经定位准确，能最大程度减少神经损伤；
2. 操作安全性高，能有效减少并发症的发生；
3. 针管内插入通针，能有效防止针管堵塞；
4. 可拆卸式延长管，使用灵活；
5. 穿刺阻力小，绝缘性好；

适用范围 与外周神经刺激仪配套用于外周神经刺激。
Scope of application

型号规格 0.3、0.33、0.36、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9
Specification type

07Электростимулятор периферических нервов

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

注册证号：苏械注准20152070247

类别：二类医疗器械

В настоящее время оборудование продается в крупных больницах и салонах красоты.

注册证

中华人民共和国医疗器械注册证	
注册证编号：	苏械注准 20152070247
注册人名称	江苏苏云医疗器材有限公司
注册人住所	连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路 18 号
生产地址	连云港市人民东路 1 号、连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路 18 号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	外周神经电刺激仪
型号、规格	SY-700A
结构及组成	外周神经电刺激仪由主机和附件（电刺激片、外周神经刺激器、电刺激针）组成。仪器的电刺激片（电刺激片由无铅、导电布、导电纤维、导电胶、PVC 保护层、绝缘和波导纤维组成）、电刺激针由金属和 ABS 塑料组成。
适用范围	适用于外周神经刺激
附件	产品技术要素
其他内容	
备注	医疗器械注册证编号：苏械注准 20152070247



08 Портативный динамометр

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

企业标准号：Q/320700SY178-2020

类别：非医疗产品

**В настоящее время оборудование
продается в отделениях реабилитации
крупных больниц и выдается вместе с
продуктом.**



09 Система тестирования баланса и обучения

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

注册证号：苏械注准20152191441

类别：二类医疗器械

В настоящее время оборудование продается в отделениях реабилитации крупных больниц и учреждений.

【产品特点】

Product characteristics

- 填补0-1级平衡训练设备的空白
- 全方位的训练躯干、下肢、步态及稳定性，防止跌倒
- 在安全下动态训练，在娱乐中训练
- 训练模式：静态站立、动态站立、稳定性训练
- 调节方便简单,无需专用工具，治疗师治疗负荷低

【适用范围】


Scope of application

对患者平衡能力进行评估和训练

【型号规格】

SY-PH810A

注册证





【产品特点】

Product characteristics

主动训练，体位多

腹部训练：腹外斜肌，腹内斜肌，腹直肌

侧位训练：腰方肌、

背部训练：最长肌，髂内肌，棘突间肌，回旋肌，多裂肌

自由搭配阻力满足不同患者需求
与牛顿配合，训练模式丰富

【适用范围】

Scope of application

适用范围对腰、腹、背部核心肌肉进行训练

【型号规格】

Specification type

SY-HJ100A


10 Тренажер для поясницы

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

企业标准号：无

类别：非医疗

В настоящее время оборудование продается в крупных больницах и используется в реабилитационных отделениях больниц.



11 Прибор для волновой терапии воздушным давлением

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

(连云港天诺光学仪器有限公司产品，由苏云代工生产)

注册证号：苏械注准20192090738

类别：二类医疗器械

目前该设备销售于各大医院和机构的康复科。

【产品特点】

Product characteristics

物理治疗安全，疗效好

高度适宜，方便患者进出

电脑预设治疗方案多，还可以自定义治疗方案

常压负压间断切换，改善血液循环，促进淋巴回流

ABI(踝部动脉收缩压/肱部动脉收缩压)值<0.9患者迫切需要

【适用范围】

Scope of

缓解下肢淋巴水肿

注册证

注册

中华人民共和国医疗器械注册证	
注册证编号：	苏械注准20192090738
注册人名称	连云港天诺光学仪器有限公司
注册人住所	连云港市经济技术开发区大浦工业区金桥路3号
生产地址	连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路3号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	空气压力波治疗仪
型号、规格	TN-XLZ100
结构及组成	空气压力波治疗仪由治疗箱体、密封门、连接管路、电气控制系统、移动床垫、床垫锁定装置组成。
适用范围	设备在下肢上施加间歇性负压，适用于缓解下肢淋巴水肿。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	

审批部门：江苏省药品监督管理局
批准日期：2019年07月04日
有效期至：2024年07月03日

气压氧气舱

Hyperbaric Oxygen Chamber



12 Кислородный баллон под давлением воздуха

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

企业标准号：Q/320700SY 165-2020

类别：非医疗

目前该设备销售于各大医院和美容机构。

【产品特点】

Product characteristics

窗口透明，患者使用时减小心理压力
患者进出平台便捷，操作方便
可调倾斜角度，增强心肺功能，适合不同患者需求

【适用范围】

Scope of application

- 运动疲劳恢复
- 美容保健

【型号规格】

SY-DYC50



13 Портативный тестер функции легких

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

注册证号：苏械注准20192070166

类别：二类医疗器械

目前该设备销售于各大医院和机构的康复科。

【产品特点】 Product characteristics

- 图形和数据实时反馈，互动性强
- 训练时显示参数多，评估项目多
- 单人使用过滤配件，避免交叉感染
- 阀头配件，独立拆除，清洗方便
- 人类工效学设计，适于成人和儿童
- 可以自定义个性化呼吸训练方案

【适用范围】 Scope of application

适用于测量患者肺吸气功能基本参数

【型号规格】 Specification

KH2

注册证

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：苏械注准 20192070166

注册人名称	江苏苏云医疗器材有限公司
注册人住所	连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路 18 号
生产地址	连云港市人民路制药巷 1 号、 连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路 18 号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	便携式肺功能检测仪
型号、规格	KH2
结构及组成	便携式肺功能检测仪由吹嘴、阀头、手柄、液晶屏、充电指示灯、进气口、充电插座、鼻夹、USB 连接线、支架、USB 电源适配器、内部电池、滤嘴连接器、便携式肺功能检测仪软件（版本号 V3.3.2.0）组成。
适用范围	本设备临床适用于测量患者肺吸气功能基本参数。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	原《分类目录》产品分类编码：6821、医疗器械注册专用章

审批部门：江苏省药品监督管理局
批准日期：2019年11月26日
有效期至：2024年02月25日

14 Тренажер для верхних и нижних конечностей

生产：江苏苏云医疗器材有限公司(江苏天瑞医疗器械有限公司产品，由苏云代工生产)

企业标准号：Q/320700TR4—2022

类别：非医疗

目前该设备销售于医院和康复机构。



15 Система анализа трехмерного захвата движения



生产：江苏苏云医疗器材有限公司

企业标准号：Q/320700SY223-2022

类别：非医疗

目前该设备销售于医院和康复机构。

16 Бегущая платформа

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

企业标准号：Q/320700SY220-2022

类别：非医疗

目前该设备销售于医院和康复机构。



17 Статический балансировщик

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

企业标准号：Q/320700SY216-2021

类别：非医疗

目前该设备销售于医院和康复机构。



18 Система оценки и обучения функции баланса

生产：江苏苏云医疗器材有限公司

注册证号：苏械注准20172192430

类别：二类医疗器械

目前该设备销售于各大医院和机构的康复科。



注册证

中华人民共和国医疗器械注册证	
注册证编号：	苏械注准 20172192430
注册人名称	江苏苏云医疗器材有限公司
注册人住所	连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路 18 号
生产地址	连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路 18 号, 连云港市人民路创园巷 1 号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	平衡功能评估与训练系统
型号、规格	SY-PH710A、SY-PH710B、SY-PH710C
结构及组成	产品由电子倾斜板、底座、主支架、扶手、电脑支架和电脑、软件（版本号 V.2.1.4.0）组成。
适用范围	本产品适用于对患者平衡功能进行评估和训练。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	原注册证号：苏械注准 20172262430

江苏省药品监督管理局
批准日期：2022 年 06 月 02 日
生效日期：2022 年 12 月 19 日
有效期至：2027 年 12 月 18 日

江苏省药品监督管理局
行政受理专用章
(2)

Видение компании




В будущем мы по-прежнему будем стремиться предоставлять клиентам полный спектр медицинских материалов и решений в области оборудования для обслуживания больниц, облегчения клинических испытаний и принесения пользы пациентам! Создайте здоровую человеческую жизнь и реализуйте бесконечные возможности будущего !

Шарм Су Юн, качественные медицинские материалы !

江苏苏云医疗器材有限公司

Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,Ltd.



Спасибо !



江苏苏云医疗器械有限公司
Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,Ltd.