

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮНИКОРНМЕД»
ИНН 7811476788 КПП 781101001, ОГРН 1107847370311
192019 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЕЛЬНИЧНАЯ, 18/А,
т/ф. (812) 702-33-04

расходные медицинские материалы



Субъектам обращения медицинского изделия МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОБЪЕМОМ 2000 МЛ, С КРЕСТОВЫМ КРАНОМ ДЛЯ СЛИВА ОДЕРЖИМОГО, С ПРИВОДНОЙ ТРУБКОЙ (1 ШТ) партия, дата производства 20231010, использовать до 09 2028, производства «ЧАНШУ КАНБАО МЕДИКАЛ АПЛАЙЕНС ФЭКТОРИ», КНР, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11749 от 20.11.2019

Исх. № 05 дата 18.09.2024

Субъектам обращения медицинского изделия
«О неоригинальном медицинском изделии»

В связи с появлением в обороте НЕОРИГИНАЛЬНОЙ продукции МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОБЪЕМОМ 2000 МЛ, С КРЕСТОВЫМ КРАНОМ ДЛЯ СЛИВА СОДЕРЖИМОГО, С ПРИВОДНОЙ ТРУБКОЙ (1 ШТ), ЛОТ 20231010 (письмо РЗН № 01И-967/24 от 26.08.2024), которая не ввозилась уполномоченным представителем производителя ООО «ЮНИКОРНМЕД», а также маркировка которой не соответствует данным регистрационного досье, обращаемся к тем, кто приобрел указанную продукцию, и сообщаем о необходимости проверить, является ли продукция оригинальной или нет.

Определить, является ли продукция оригинальной можно при помощи сравнительной таблицы.

Сравнительная таблица (упаковка товара)

	ОРИГИНАЛ	НЕ ОРИГИНАЛ
УПАКОВКА: МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОБЪЕМОМ 2000 МЛ, С КРЕСТОВЫМ КРАНОМ ДЛЯ СЛИВА СОДЕРЖИМОГО, С ПРИВОДНОЙ ТРУБКОЙ (1 ШТ)	1. Прозрачный цвет материала мочевого приемника	1. Белый цвет материала мочевого приемника
	2. Наличие надписи: специальное средство для самообслуживания и ухода за инвалидами	2. Отсутствие надписи: специальное средство для самообслуживания и ухода за инвалидами
	3. Указаны данные почты и сайт организации	3. Не указаны данные почты и сайт организации
	4. Не указан номер	4. Указан номер Сан-

	СанПин, есть только символическое изображение и класс утилизации	Пин
	5. Не указан PYROGEN FREE	5. Указан PYROGEN FREE
	6. Цвет шрифта черный, жирный	6. Цвет шрифта серый

В случае обнаружения НЕОРИГИНАЛЬНОЙ продукции, НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ ее из оборота, сообщить в Росздравнадзор и вернуть её поставщику, от которого она была получена, в полном объеме.

Обращаем Ваше внимание на то, что, ООО «ЮНИКОРНМЕД» не ввозило на территорию РФ НЕОРИГИНАЛЬНУЮ продукцию.

С уважением,

Генеральный директор

ООО «ЮНИКОРНМЕД»



Осипов Д.Ю.